

ST.330.041









Português  Chave Adaptacao Protética






Italiano  Manico per Analogo




English  Analog Handle

Français  Mandrin Pour Analogue

Español  Llave Adaptación Protésica

Simbologia Symbology Simbología Simbologia Symbolik Symboles	Descrição / Description / Descripción / Descrizione / Beschreibung / Description
	Tamanho do produto / Product size / Tamaño del producto / Dimensioni del prodotto / Produktmaße / Taille du produit
	Código do produto / Product code / Código del producto / Codice del prodotto / Produktcode / Code du produit
	Número do lote / Batch Number / Número de Partida / Numero di lotto / Chargennummer / Numéro de lot
	Data de fabricação / Date of manufacture / Fecha de fabricación / Data di fabbricazione / Herstellungsdatum / Date de fabrication
	Prazo de validade / Shelf life / Plazo de validad / Durata di conservazione / Mindesthaltbarkeit / Date de péremption
	Quantidade / Quantity / Cantidad / Quantità / Qualität / Quantité
	Material de fabricação do produto / Material used / Material de fabricación del producto / Materiale di fabbricazione del prodotto / Herstellungsmaterial des Produkts / Matériau de base du produit
	Não estéril / Non-sterile / No estéril / Non sterile / Nicht steril / Non stérile

Simbologia Symbology Simbología Simbologia Symbolik Symboles	Descrição / Description / Descripción / Descrizione / Beschreibung / Description
	Consulte as instruções de utilização / Refer to instructions for use / Consulte las instrucciones de utilización / Consultare le istruzioni per l'uso / Siehe Bedienungsanleitung / Consulter les instructions d'utilisation
	Limite superior de temperatura / Upper limit of temperature / Limite superior de temperatura / Limite di temperatura massima / Maximaltemperatur / Limite de température supérieure
	Conservar seco / Keep dry / Consérvelo seco / Conservare in luogo asciutto / Trocken lagern / Garder au sec
	Manter afastado da luz solar / Keep protected from sunlight / Manténgalo lejos de la luz solar / Tenere al riparo dalla luce solare / Vor Sonneneinstrahlung schützen / Conserver à l'abri de la lumière solaire
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada / Do not use if package is damaged / No lo utilice si el envoltorio está dañado / Non utilizzare se la confezione originale è danneggiata / Bei beschädigter Verpackung Produkt nicht verwenden / Ne pas utiliser si l'emballage a été abimé

Simbologia Symbology Simbología Simbologia Symbolik Symboles	Descrição / Description / Descripción / Descrizione / Beschreibung / Description
	Notificação exigida pelo FDA para comercialização nos Estados Unidos / Notification required by FDA for United States market / Notificación exigida por el FDA para comercialización en los Estados Unidos / Notifica necessaria per la commercializzazione negli Stati Uniti / Vom FDA geforderte Kennzeichnung für den Vertrieb in den USA / Notification exigée par FDA pour une commercialisation aux États-Unis
	Representante na Comunidade Europeia / Representative in the European Community / Representante en la Comunidad Europea / Rappresentante nella Comunità europea / Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft / Représentant dans la Communauté Européenne
	Fabricante / Manufacturer / Fabricante / Produttore / Hersteller / Fabricant

Este dispositivo destina-se a procedimento especializado, que deve ser executado por profissionais habilitados em Implantodontia. Para melhores resultados, utilize o produto com o conhecimento das técnicas adequadas. Execute-as sempre em condições apropriadas, incluindo ambiente cirúrgico.

DESCRIÇÃO

A Chave Adaptação Protética Neodent é produzida em aço inoxidável e pode ser reutilizada. Tem formato cilíndrico. Em uma das extremidades há uma pinça em formato de mandril para a fixação dos Análogos de Componentes Protéticos, que permite a empunhadura para polimento e desgaste dos mesmos.

APLICAÇÕES

A Chave Adaptação Protética Neodent tem como finalidade permitir empunhadura para polimento e desgaste de componentes protéticos, como Muniões, Cilindros e UCLAs.

CONTRAINDICAÇÃO

A Chave Adaptação Protética Neodent não apresenta contra-indicações, desde que seja usada corretamente para as finalidades indicadas.

MANUSEIO

Encaixe o Análogo (réplica do componente) no mandril, de modo que fique preso. Coloque o componente protético sobre o Análogo e fixe-o por seu parafuso. Segure a Chave com a mão não dominante, e com a outra mão faça o desgaste ou polimento necessário no componente.

HIGIENIZAÇÃO

A Chave Adaptação Protética Neodent é reutilizável e deve ser higienizada após cada utilização. Para a higienização, proceda da seguinte forma: 1º passo: Mergulhe totalmente as peças em detergente enzimático (diluído de acordo com o fabricante). 2º passo: Lave em

lavadora ultrassônica por aproximadamente 10 a 15 minutos. 3º passo: Enxágue com água destilada em abundância, até retirar completamente os resíduos da solução. Recomenda-se a utilização de escovas de nylon. 4º passo: Seque com um pano limpo e seco ou com ar comprimido. 5º passo: Realize uma inspeção visual, observando se há falhas no processo de limpeza. Se ainda houver resíduos, a peça deve ser novamente imersa em detergente - 1º passo - e, se necessário, a limpeza deve ser feita com o auxílio de uma escova de nylon. Repita a sequência de enxágue e secagem. 6º passo: Selecione a embalagem de acordo com o processo de esterilização. Utilize preferencialmente embalagem autosselante de papel grau cirúrgico com filme laminado. ATENÇÃO: Não utilize produtos desincrustantes, evitar secar peças que ainda contenham resíduos da solução de limpeza, pois esses procedimentos favorecem a oxidação. O uso de escovas de aço é desaconselhável.

FORMA DE APRESENTAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO

Este produto é fornecido unitariamente, acondicionado em embalagem plástica. É reutilizável, fornecido não estéril deve ser higienizado após cada utilização.

PRECAUÇÕES

- Não utilize o produto se a embalagem estiver violada.
- Não autoclavar a Chave em sua embalagem original.
- Melhores resultados são obtidos com a utilização da sequência de produtos Neodent. A utilização de instrumentais e/ou componentes protéticos de outros fabricantes não assegura a perfeita função do Sistema de Implantes Neodent e isenta qualquer garantia do produto.

EFEITOS ADVERSOS

Este produto é um instrumental usado para

empunhar componentes protéticos para desgaste e polimento. Efeitos adversos somente ocorrerão se a escolha do instrumental for inadequada, o que pode ocasionar danos ao Implante a ser instalado.

CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS E MANUTENÇÃO

Oriente o paciente quanto à necessidade de realizar um acompanhamento profissional após a cirurgia e obedecer às orientações sobre cuidados, higiene e prescrição de medicamentos. Estas orientações são de responsabilidade do profissional.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Este produto deve ser armazenado em local limpo e seco, em temperatura máxima de 40° C e protegido de radiação solar direta.

DESCARTE DE MATERIAIS

Todos os produtos e materiais de consumo utilizados na cirurgia para a instalação de Implantes dentários podem colocar em risco a saúde de quem os manuseia, após a utilização. Antes de descartá-los no meio ambiente, recomenda-se consultar e cumprir a legislação vigente.

PRAZO DE VALIDADE

Indicado no rótulo.

VIDA ÚTIL

Este produto deve ser descartado quando perder sua funcionalidade.

Lei federal Norte Americana restringe a venda deste dispositivo a dentistas ou médicos.

Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países. Favor contactar seu distribuidor autorizado.

This device is intended for a specialized procedure, which should be performed by professionals qualified in Dental Implants. For optimum results, use the product knowing the appropriate techniques. Always apply them under appropriate conditions, also in an operating room atmosphere.

DESCRIPTION

The Neodent Analog Handle is manufactured in stainless steel and can be reused. It has cylindrical shape. At its tip, there is a tweezers mandrel-shaped for fixing the Analogs of Prosthetic Components, which allows the grasp for polishing and wear of Prosthetic Components.

APPLICATIONS

The Neodent Analog Handle has as objective allows the grasping for polishing and grinding of prosthetic components, as Abutments, Copings and UCLAs.

CONTRAINDICATIONS

The Neodent Analog Handle has no contraindications, providing its intended purposes and indications are correctly followed.

HANDLING

Fit the Analog (component replica) in the mandrel, so that stays fixed. Place the Prosthetic Component on the Analog and fix it by its screw. Hold the Driver with your non-dominant hand, and use the another hand to perform the necessary wearing or polishing on the component.

SANITATION

The Neodent Analog Handle is reusable and should be correctly cleaned after each use. Follow these steps for cleaning: 1st step: Fully immerse the part in enzymatic detergent (diluted according to the manufacturer). 2nd step: Wash

it in an ultrasonic cleaner for approximately 10 to 15 minutes. 3rd step: Rinse with distilled water in abundance, until completely remove the wastes from the solution. Nylon brushes use is allowed. 4th step: Dry it with a clean, dry cloth or with compressed air. 5th step: Perform a visual inspection, observing if there are failures in the cleaning process. If there are still wastes, the part should be once again immersed in detergent - 1st step - and, if necessary, the cleaning should be performed with the aid of a nylon brush. Repeat the rinsing and drying sequence. 6th step: Select the packing in accordance with the sterilization process. Preferably, use surgical grade paper self-sealing packing with laminated film. ATTENTION: Do not use anticrust products, avoid drying parts still containing cleaning solution wastes because such procedures favor the oxidation. The use of steel brushes is not recommended.

PRESENTATION AND STERILIZATION

This product is supplied unitarily, it is conditioned in plastic package. It is reusable, supplied non-sterile and should be correctly cleaned after each use.

PRECAUTIONS

- Do not use the product if the package has been violated.
- Do not sterilize the product in its original package.
- Better results are achieved with the utilization of the Neodent products sequence. The utilization of instrumentations and/or prosthetic components from other manufacturers does not assure the perfect function of the Neodent Implant System and voids any product guarantee.

ADVERSE EFFECTS

This product is used for grasping prosthetic

components for polishing and grinding. Adverse effects will only occur if the instruments are chosen incorrectly, which can cause damage to the Implant being installed.

POST-OPERATIVE PRECAUTIONS AND MAINTENANCE

Instruct the patient as to the need of a professional medical monitoring after the surgery and to obey the guidelines regarding the precautions, hygiene and prescription of drugs. These guidelines are the responsibility of the professional in charge.

STORAGE CONDITIONS

This product should be stored in a clean and dry location, in a maximum temperature of 40°C and protected from direct sunlight.

DISPOSAL OF MATERIAL

Every product and consumable used during the surgery for the installation of dental implants may endanger the health of those who handle them after use. Before discarding them into the environment, it is recommended to take a look at the current legislation and adhere to it.

DATE OF EXPIRATION

Written on the label.

LIFE CYCLE

This product should be disposed of after it loses its functionality.

Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dentist or physician.

Not all products are available in all countries. Please, contact the authorized distributor.

Este dispositivo se destina a procedimiento especializado que debe ser ejecutado por profesionales habilitados en Implantodoncia. Para mejores resultados, utilice el producto con el conocimiento de las técnicas adecuadas. Ejecútelas siempre en condiciones apropiadas, incluyendo ambiente quirúrgico.

DESCRIPCIÓN

La Llave Adaptación Protésica **Neodent** es fabricada en acero inoxidable y puede ser reutilizada. Posee formato cilíndrico. En una de las extremidades, hay una pinza en forma de mandril para la fijación de los Análogos de Componentes Protésicos, que permite la empuñadura para el pulido y desgaste de estos.

APLICACIONES

La Llave Adaptación Protésica **Neodent** tiene por finalidad permitir la empuñadura para el pulido y desgaste de los componentes protésicos, como por ejemplo Muñones, Cilindros y UCLAs.

CONTRAINDICACIONES

La Llave Adaptación Protésica **Neodent** no presenta contraindicaciones, siempre y cuando sea utilizada correctamente para las finalidades indicadas.

MANIPULACIÓN

Encaje el Análogo (réplica del componente) en el mandril, de modo que quede sujetado. Coloque el componente protésico sobre el Análogo y fíjelo ajustando el tornillo. Sostenga la Llave con la mano no dominante, y con la otra mano haga el desgaste o pulido que sea necesario en el componente.

HIGIENIZACIÓN

La Llave Adaptación Protésica **Neodent** es reutilizable y debe ser higienizada después de cada utilización. Para la higienización, proceda de la siguiente manera: 1^{er} paso: Sumerja totalmente la pieza en detergente enzimático (diluido de acuerdo con las indicaciones del fabricante).

2^o paso: Lave en lavadora ultrasónica, de 10 a 15 minutos, aproximadamente. 3^{er} paso: Enjuague con agua destilada en abundancia, hasta eliminar por completo los residuos de la solución. Se recomienda la utilización de cepillos con cerdas de nylon. 4^o paso: Seque con un paño limpio y seco o con aire comprimido. 5^o paso: Realice una inspección visual y observe si hay fallas en el proceso de limpieza. En el caso de que aún queden residuos, la pieza debe ser nuevamente sumergida en detergente - 1^{er} paso - y, si es necesario, la limpieza debe hacerse con el auxilio de un cepillo con cerdas de nylon. Repita la secuencia de enjuague y secado. 6^o paso: Seleccione el envoltorio de acuerdo con el proceso de esterilización. Utilice preferentemente, envoltorio autosellable de papel grado quirúrgico con película laminada. ATENCIÓN: No utilice productos desincrustantes, evite secar piezas que aún contengan residuos de la solución de limpieza, puesto que esos procedimientos favorecen la oxidación. No se aconseja el uso de cepillos con cerdas de acero.

FORMA DE PRESENTACIÓN Y ESTERILIZACIÓN

Acondicionado unitariamente en envoltorio de plástico. Es reutilizable, suministrado no estéril y debe, por lo tanto, ser esterilizado antes de la utilización.

PRECAUCIONES

- No utilice el producto si el envoltorio está violado.
- No se debe usar autoclave si la Llave se halla en su envoltorio original.
- Mejores resultados se obtienen mediante la utilización de la secuencia de productos **Neodent**. El uso de instrumentales y/o Componentes Protésicos de otros fabricantes no asegura la perfecta función del Sistema de Implante **Neodent** e invalida cualquier garantía del producto.

EFFECTOS ADVERSOS

Este producto es un instrumental usado para empuñar componentes protésicos para desgaste y pulido. Sólo habrá efectos adversos cuando la elección y el uso del instrumental sean inadecuados, lo que podrá ocasionarle daños al Implante que será instalado.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS Y MANTENIMIENTO

Oriente al paciente sobre la necesidad de realizar un control profesional después de la cirugía y obedecer las orientaciones sobre cuidados, higiene y prescripción de medicamentos. Estas orientaciones quedan bajo la responsabilidad del profesional.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en lugar limpio y seco, a temperatura máxima de 40 °C y protegido de la radiación solar directa.

DESECHO DE MATERIALES

Todos los productos y materiales de consumo utilizados en la cirugía para la instalación de Implantes dentales pueden colocar en riesgo la salud de quien los maneja, después de la utilización. Antes de desecharlos en el medio ambiente, se recomienda que consulte y cumpla la legislación vigente.

PLAZO DE VALIDAD

Indicado en la etiqueta.

VIDA ÚTIL

Este producto debe ser desechado cuando pierda efectividad.

La ley federal norteamericana limita la venta de este dispositivo a dentistas y/o médicos.

No todos los productos están disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor autorizado.

Questo dispositivo è indicato per una procedura specializzata, che deve essere eseguita da professionisti qualificati con formazione specifica in materia di impianti dentali. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare il prodotto se in possesso della competenza necessaria nelle tecniche adeguate. Applicarle nelle condizioni adeguate, incluso per quanto riguarda l'ambiente chirurgico.

DESCRIZIONE

Il manico per analogo **Neodent** è fabbricato in acciaio inossidabile e può essere riutilizzato. Ha forma cilindrica. Presenta, sulla punta, delle pinzette a forma di mandrino per fissare gli analoghi dei componenti protesici, che consentono di afferrare i componenti protesici per la lucidatura e l'abrasione.

APPLICAZIONI

Il manico per analogo **Neodent** è destinato ad afferrare i componenti protesici, quali monconi, cappette e UCLA, per la lucidatura e l'abrasione.

CONTROINDICAZIONI

Il manico per analogo **Neodent** non presenta controindicazioni, a condizione di seguire correttamente gli scopi e le indicazioni specificati.

MANIPOLAZIONE

Sistemare l'analogo (replica del componente) nel mandrino, in modo che rimanga fissato. Posizionare il componente protesico sull'analogo e fissarlo con la relativa vite. Tenere l'inseritore con la mano non dominante e utilizzare l'altra mano per eseguire le necessarie operazioni di rifinitura o lucidatura sul componente.

SANIFICAZIONE

Il manico per analogo **Neodent** è riutilizzabile e deve essere correttamente pulito dopo ogni utilizzo. Per eseguire la pulizia seguire i passi riportati di seguito: 1° passo: immergere interamente la parte nel detergente enzimatico

(diluito in base alle indicazioni del fabbricante). 2° passo: lavarla in un apparecchio di pulizia a ultrasuoni per circa 10-15 minuti. 3° passo: risciacquare con abbondante acqua distillata finché tutti i residui sono stati completamente rimossi dalla soluzione. È consentito l'utilizzo di spazzole in nylon. 4° passo: asciugare con un panno pulito e asciutto o con aria compressa. 5° passo: eseguire un'ispezione visiva per verificare se sono presenti difetti nel processo di pulizia. Se sono presenti ancora residui, la parte deve essere immersa nuovamente nel detergente (1° passo) e, se necessario, la pulizia deve essere eseguita con l'ausilio di una spazzola in nylon. Ripetere la sequenza di risciacquo e asciugatura. 6° passo: selezionare l'imballaggio in base al processo di sterilizzazione. Utilizzare preferibilmente un imballaggio autosigillante di carta medica con pellicola composita. **ATTENZIONE:** non utilizzare prodotti anticrostazione ed evitare di asciugare le parti che hanno ancora residui di soluzione detergente poiché queste procedure favoriscono l'ossidazione. Non è consigliato l'utilizzo di spazzole in acciaio.

PRESENTAZIONE E STERILIZZAZIONE

Questo prodotto è fornito in un'unica unità, confezionato in un imballaggio di plastica. È riutilizzabile, fornito non sterile e deve essere correttamente pulito dopo ogni utilizzo.

PRECAUZIONI

• Non utilizzare il prodotto se la confezione è stata aperta. • Non sterilizzare il prodotto nella sua confezione originale. • I risultati migliori si ottengono con l'utilizzo della serie di prodotti **Neodent**. L'utilizzo degli strumenti e/o dei componenti protesici di altri fabbricanti non garantisce il perfetto funzionamento del sistema di impianto dentale **Neodent** e rende nulla qualsiasi garanzia del prodotto.

EFFETTI AVVERSI

Questo prodotto viene utilizzato per afferrare

i componenti protesici per la lucidatura e l'abrasione. Si avranno effetti avversi solo in caso di scelta inadeguata della strumentazione, che potrebbe produrre danni all'impianto da installare.

PRECAUZIONI POST OPERATORIE E MANTENIMENTO

Indicare al paziente la necessità di eseguire un monitoraggio professionale dopo la chirurgia e di attenersi alle linee guida relative alle precauzioni, all'igiene e alla prescrizione dei farmaci. Le presenti linee guida rientrano nell'ambito di responsabilità del professionista.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Questo prodotto deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto, a una temperatura massima di 40°C e protetto dalla luce diretta del sole.

SMALTIMENTO DEL MATERIALE

Tutti i prodotti e i materiali di consumo utilizzati per gli interventi chirurgici di inserimento degli impianti dentali possono essere dannosi per la salute di chi li manipola, dopo l'utilizzo. Prima di smaltirli nell'ambiente, si consiglia di fare riferimento e di conformarsi alla legislazione in vigore.

DATA DI SCADENZA

Riportata sull'etichetta.

CICLO DI VITA

Questo prodotto deve essere eliminato quando perde la sua funzionalità.

La legge federale (USA) prevede che questo dispositivo sia venduto da odontoiatri o medici professionisti o su loro prescrizione.

Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i paesi. Contattare il distributore autorizzato.

Ce dispositif est destiné à une procédure spécialisée qui doit être exécuté par des professionnels habilités en Implantologie dentaire. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez le produit après avoir maîtrisé les techniques adéquates. Exécuter ces techniques dans des conditions appropriées, y compris en ce qui concerne l'ambiance chirurgicale.

DESCRIPTION

La Clé d'Adaptation Prothétique **Neodent** est réalisée en acier inoxydable et peut être réutilisée. Au format cylindrique. Sur l'une de ses extrémités il y a une pince en forme de mandrin pour la fixation des Analogues de Matériels Prothétiques, permettant d'avoir une bonne prise afin de procéder à leur polissage et meulage.

APPLICATIONS

La Clé d'Adaptation Prothétique **Neodent** a pour but de permettre la prise pour polissage et meulage des matériels prothétiques, tels que Faux moignons, Cylindres et UCLAs.

CONTRE-INDICATION

La Clé d'Adaptation Prothétique **Neodent** ne présente pas de contre-indications, dès lors qu'elle est utilisée correctement, aux fins indiquées.

MANIPULATION

Insérer l'Analogue (reproduction du matériel) dans le mandrin, de telle sorte à bien le fixer. Placer le matériel prothétique sur l'Analogue et le fixer par sa vis. Tenir la Clé avec la main non dominante et avec l'autre main procéder, le cas échéant, au meulage ou au polissage nécessaires du matériel.

DÉSINFECTION

A Clé d'Adaptation Prothétique **Neodent** est réutilisable et doit être désinfectée après chaque utilisation. Pour la désinfection, procéder comme

suit : 1^{er} pas : Plonger totalement les pièces dans du détergent enzymatique (dilué conformément aux prescriptions du fabricant). 2^{ème} pas : Laver dans un nettoyeur ultrasonique pendant environ 10 - 15 minutes. 3^{ème} pas : Rincer à l'eau distillée en abondance, jusqu'à l'élimination de tous les résidus de la solution. Nous recommandons l'utilisation de brosses en nylon. 4^{ème} pas : Essuyer à l'aide d'un chiffon propre et sec ou à l'air comprimé. 5^{ème} pas : Réaliser une inspection visuelle, afin de contrôler d'éventuelles imperfections de nettoyage. S'il y a encore des résidus, la pièce doit être à nouveau immergée dans du détergent - 1^{er} pas - et, si nécessaire, le nettoyage devra être fait à l'aide d'une brosse en nylon. Répéter la suite d'opérations de rinçage et de séchage. 6^{ème} pas : Choisir l'emballage selon le processus de stérilisation. Utiliser de préférence un emballage auto isolant en papier chirurgicale, avec du film laminé. ATTENTION : Ne pas utiliser de produits abrasifs, éviter de sécher les pièces qui contiennent encore des résidus de la solution de nettoyage, car ces procédures favorisent l'oxydation. L'utilisation de brosses en acier est déconseillée.

MODE DE PRÉSENTATION ET DE STÉRILISATION

Ce produit est fourni à l'unité, conditionné dans un emballage en plastique. Ce produit est réutilisable et fourni non stérile, devant être désinfectée après son utilisation.

PRÉCAUTIONS

• Ne pas utiliser le produit si l'emballage est endommagé. • Ne pas autoclaver le produit dans son emballage d'origine. • De meilleurs résultats sont obtenus en cas d'utilisation de la gamme de produits **Neodent**. L'utilisation d'instruments et/ou de matériels prothétiques d'autres fabricants n'assure pas le bon fonctionnement du Système d'Implants **Neodent** et invalide quelconque garantie relative au produit.

EFFETS INDÉSIRABLES

Ce produit est un outil utilisé lors de la prise de matériels prothétiques pour la réalisation du meulage et du polissage. Des effets indésirables ne se produiront que si le choix de l'instrument est inadéquat, ce qui peut occasionner des dommages lors de la mise en place de l'Implant.

SOINS POST-OPÉRATOIRES ET ENTRETIEN

Renseigner le patient quant au besoin d'un suivi professionnel après la chirurgie et à l'impératif de suivre les recommandations sur les soins et précautions, l'hygiène et la prescription de médicaments. Ces orientations sont à la charge et constituent une responsabilité du professionnel.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ce produit doit être stocké en local propre et sec, à une température maximale de 40°C et à l'abri des rayons solaires directs.

ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX

Tout consommable utilisé au cours de la chirurgie pour la mise en place d'implants dentaires peut porter atteinte à la santé de celui qui les manipule après leur utilisation. Avant de les éliminer, il est recommandé de consulter et de suivre les lois y afférentes en vigueur.

DATE DE PÉREMPTION

Indiquée sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE UTILE

Ce produit doit être éliminé lorsqu'il perdra ses fonctionnalités.

La loi fédérale nord-américaine restreint la vente de ce dispositif aux dentistes ou médecins.

Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter le représentant **Neodent** agréé.